

Brassards de prise de tension artérielle
doux, à usage individuel

SunTech® *Soft Disposable*

SINGLE-PATIENT USE BP CUFF

Pour un contrôle des infections abordable



Extrémité effilée et bords arrondis



Flèches extérieures et intérieures
indiquant la plage



ID patient pour l'usage individuel



- + Conçus pour le confort du patient
- + Testés 100 % étanches

- + Programme de standardisation des brassards
- + Fiabilité garantie par des experts en tension artérielle

Pendant plus de 20 ans, SunTech Medical® s'est concentré exclusivement sur le développement de technologies pour la mesure de la tension artérielle destinées aux environnements cliniques les plus complexes et exigeants. Les moniteurs automatisés sont devenus la routine pour la mesure de la tension artérielle, il est important de garder à l'esprit que c'est le brassard qui est le détecteur. Dans cette idée, nous avons mis à profit notre expertise pour concevoir une nouvelle gamme de brassards de prise de tension artérielle à usage unique. Ces brassards sont dotés d'une extrémité effilée pour améliorer le confort du patient et de flèches extérieures et intérieures indiquant la plage afin de garantir précision et ajustement correct. De par cette approche unique, les brassards à usage unique de SunTech Medical sont le choix approprié pour remplir les exigences en matière de contrôle des infections à une valeur exceptionnelle.



Toutes tailles de brassard disponibles (y compris nouveau-né, nourrisson & enfant)

Designs 1 ou 2 tubes disponibles

+ Caractéristiques et avantages

Confort du patient :

Économiques :

Facilité d'utilisation :

Identification du patient :

Performance fiable :

Exigences réglementaires :

Réutilisables :

Sans latex :

Programme de standardisation des brassards :

+ Description

Les matériaux doux, l'extrémité effilée et les bords arrondis offrent une solution de brassard agréable à porter.

Prix adapté à un usage individuel, en particulier quand le contrôle des infections est un sujet de préoccupation.

Extrémité effilée facilitant la mise en place du brassard Codage couleur pour un choix rapide de la taille Des flèches extérieures et intérieures indiquant la plage permettent le dimensionnement et l'ajustement précis du brassard.

Emplacement dédié pour identifier un patient individuel. Minimise le risque de contamination croisée.

Testés 100 % étanches, garantissant confiance, valeur et fiabilité.

Conçus de sorte à satisfaire aux directives AHA, AAMI-SP10 et MDD pour des résultats fiables.

Design en une seule pièce et réutilisable pour de nombreux gonflages associé à des avantages en termes en coût.

Les matériaux 100 % sans latex assurent la sécurité du patient.

Expertise en matière de standardisation de votre établissement pour un seul connecteur de brassard : un seul brassard quels que soient le patient, le moniteur et le service.

+ Tailles



Nouveau-né 1
3-6 cm



Nouveau-né 2
4-8 cm



Nouveau-né 3
6-11 cm



Nouveau-né 4
7-13 cm



Nouveau-né 5
8-15 cm



Nourrisson
8-13 cm



Enfant/Enfant gde taille
12-19 cm



**Adulte pte taille/
Adulte pte taille,
bras forts**
17-25 cm



Adulte/Adulte bras forts
23-33 cm



**Adulte gde taille
Adulte gde taille,
bras forts**
31-40 cm

Cuisse
38-50 cm

+ Symboles



Ligne d'index



Le repère INDEX situé sur le brassard doit coïncider avec les marquages de la plage d'utilisation afin de garantir une mesure précise.



Le symbole de l'artère et la flèche devraient se trouver sur l'artère brachiale ou fémorale.



Le produit ne contient pas de latex.



Produit conforme à la directive du Conseil 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.



Circonférence du bras

SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Sales)
+ 86-755-29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829
www.SunTechMed.com.cn

ETL CLASSIFIED



Intertek
E195
MEDICAL
ELECTRICAL
EQUIPMENT



0413

82-0115-02-MA-RevA